

Ordre des tubes à prélever :



1 tube bleu si : INR-TP-TCA-FIB D-Dimères Héparinémie (HBPM) Dosage AOD (Rivaroxaban/Xarelto) Dosage AOD (Apixaban/Eliquis)	Preléver 1 tube jaune en + : *Alpha 2 Macroglobuline *Ac anti ADN - ENA *Ac anti CCP - ACCP *Ac anti Cellules pariétales *Ac anti cytopl des PN - ANCA *Ac anti Nucléaires *Ac anti récepteur TSH *Ac anti transglutaminase IgA *Ac antitétanique *Acides biliaires - A jeun *ASD *ASL *AMH *Beta 2 Micro Globuline BARLA *C3 *C4 *Calcitonine - Labo *CLA (Mixte-pneuma-tropha) *CH50 - Labo *Delta 4 androsténédione *Dépakine / Ac Valproïque *Fibrotest *HCG Enfant - Labo *HCG homme - Labo *IgE *Lithium sérique *Orosomucoïde *Peptide C *Phadiatop / Trophatop *RAST / Allergènes *Séro Chlamydiae pneumoniae *Séro Chlamydiae Tracho IgG *Sérologie Lyme *Thyroglobuline	Preléver 1 tube jaune en + : *Avidité Toxo IgG CMV IgG CMV IgM Sérologie EBV (EBNA+VCAG+VCAM) Sérologie Hépatite E IgM Sérologie Covid IgG *Sérologie Helicobacter Pylori *Sérologie Herpès IgG HSV Syphilis/BW/TPHA *Sulfate de DHEA *Testostérone - A jeun *Tégréto / Carbamazépine	1 seul tube vert : Acide Urique Albumine ALT/GPT Amylase Anti Thyroglobuline II - ATG Anti Thyroperoxydase - ATPO AST/GOT Bilan lipidique Bilirubine Directe Bilirubine Totale b-HCG Totale Calcium Cholestérol Coefficient Saturation Transferrine CPK (Créatine Kinase) CL Créatinine CRP / CRP us Estradiol - E2 Ethanol / Alcool Fer Ferritine Folates / Vitamine B9 FSH GGT Haptoglobine HDL Cholestérol Immunoglobuline A Immunoglobuline G Immunoglobuline M K LDH LDL LH	1 tube violet si : Groupe sanguin (2 tubes) (+CNI) RAI (+CNI) *Coombs direct - Kleihauer 1 tube en + : HBA1c / Hémoglobine glyquée 1 tube en + : *Aldostérone - Labo *Ammoniémie - glace - Labo *Ciclosporine *Everolimus *Rénine - Labo *Sirolimus *Tacrolimus / FK506 / Prograf *Vitamine B1 Labo - ☁ *Vitamine B2 - Labo *Vitamine B6 Labo - ☁ *Vitamine B9 Erythrocytaire + NFS *Lithium érythrocytaire *Urucémie (Phéno DPD) - Labo
2 tubes bleu en + : Anti coagulant circulant - Labo Facteurs de la coagulation - Labo	1 tube bleu en + : *AT3 / Antithrombine 3	Preléver 1 tube jaune en + : CDT FR Facteur Rhumatoïde Electrophorèse des protéines Immunofixation Préalbumine Procalcitonine	1 tube vert sans gel en + : *Sérotonine - à congeler Labo - Labo *Magnésium érythrocytaire *Quantiféron (2 tubes) - Labo *Vitamine C - Labo	1 tube en + : EDTA avec gel *Homocystéine - glace - Labo *Charge virale Hepatite B *Charge virale Hepatite C (2 tubes) *Charge virale HIV *CROSS LAPS - A jeun
1 tube jaune : ACE AFP CA125 CA15-3 CA19-9 Cortisol Digoxine Hépatite A - IgM et Ac totaux Hépatite B - Ac anti HBc Hépatite B - Ac anti HBs Hépatite B - Ag HBs Hépatite C - HCV HIV Insuline - A jeun PSA PSA libre Rubeole IgG Toxo IgM et IgG	1 tube rose si : NF - Plaquettes - VS Réticulocytes Schizocytes Cellules de Sezary Recherche de Paludisme	1 tube rouge : *Cryoglobuline (2 tubes) - Labo A jeun *Cuivre *Lamotrigine *Vitamine A - Labo - ☁ *Zinc	XXXX : Examens d'urgence XXXX : Conservés 1 an au labo Labo : Prélèvement Labo recommandé A jeun : A prélever à jeun * = Examens transmis ☁ = Tube à l'abri de la lumière ☹ = après repos	1 tube gris : Glucose / Glycémie - A jeun
	Tube rose + Aprotinine *ACTH - à congeler au labo - Labo			